

SISTEMA DE TELEDIAGNÓSTICO MÉDICO										
Tipo de Prueba	Aplicación	Ventana/Presentación	RF	Datos Entradas	Datos Esperados	Datos de Salida	Verificación	Categoría de Error	Asigno Tecnico Programador	Incidente 1-n
CAJA NEGRA	Gestión	Splash screen	3	Abrir la aplicación sin conexión.	Mensaje en pantalla que diga, "Sin conexión"	Mensaje en pantalla que diga, "Sin conexión"	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	Login	2	Clíc al botón "Iniciar sesión" teniendo credenciales vacias.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	Login	2	Clíc al botón "Iniciar sesión" teniendo espacios dentro de las credenciales. Ej: " " .	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmSymptoms_Add	4	Clíc al botón "Almacenar" teniendo campos vacios.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmSymptoms_Add	4 y 5	Clíc al botón "Almacenar" sin haber asociado alguna patología.	Mensaje en pantalla, que diga "Patología sin asociar".	Mensaje en pantalla, que dice "Patología sin asociar".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmSymptoms_Add	4	Clíc al botón "Almacenar" habiendo ingresado números en su descripción.	Mensaje en pantalla, que diga "La descripción tiene un formato incorrecto".	Mensaje en pantalla, que dice "Agregado con exito".	ERROR	1	Kevin Anadon	1
CAJA NEGRA	Gestión	FrmSymptoms_Modify	7	Clíc al botón "Modificar" habiendo dejado el campo descripción vacio.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmSymptoms_Remove	6	Clíc al botón "Remover" habiendo dejado el campo pin vacio.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmAddPathologyes	9	Clíc al botón "Almacenar Patología" sin haber rellenado los campos obligatorios.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmAddPathologyes	11	Clíc al botón "Modificar Patología" habiendo dejado vacio en el campo nombre.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Modificado con exito".	ERROR	1	Agustín Acosta	2
CAJA NEGRA	Gestión	FrmMedic_Add	13	Clíc al botón "Almacenar" teniendo campos vacios.	Mensaje en pantalla, que diga "Campos vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Campos vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmMedic_Add	13	Clíc al botón "Almacenar" teniendo en el campo "Contraseña" y en el campo "Repetir contraseña" dos cadenas de caracteres distintas.	Mensaje en pantalla, que diga "Las las contraseñas no coinciden".	Mensaje en pantalla, que dice "Las las contraseñas no coinciden".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Gestión	FrmMedic_Modify	15	Clíc al botón "Modificar" habiendo colocado un número de teléfono ya existente.	Mensaje en pantalla, que diga "Número de teléfono ya existente".	Mensaje en pantalla, que dice "Número de teléfono ya existente".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Médico	Petitions	19	Clíc al botón "Peticiones" sin tener conexión entrante a la base de datos	Mensaje en pantalla que diga "Error al obtener las peticiones".	Mensaje en pantalla que dice "Error al obtener las peticiones".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Médico	Petitions	23	Clíc al botón "Aceptar" simultaneamente por varios médicos	Mensaje en pantalla que diga "Petición ya aceptada".	Excepción no controlada MariaDB Error. .	ERROR	3	Ignacio Rodriguez	3
CAJA NEGRA	Médico	Petitions_Chat	24	Clíc al botón "Enviar" teniendo el campo de mensaje vacio.	Mensaje en pantalla, que diga "Campo vacio".	Mensaje en pantalla, que dice "Campo vacio".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Paciente	FrmPatient_SelectSymptoms	27	Clíc al botón "Siguiente" sin haber seleccionado ningún síntoma.	Mensaje en pantalla, que diga "Síntomas vacios".	Mensaje en pantalla, que dice "Síntomas vacios".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Paciente	FrmResult	29	Clíc al botón "Solicitar chat" sin tener conexión entrante a la base de datos.	Mensaje en pantalla que diga "Error al enviar la petición".	Mensaje en pantalla que dice "Error al enviar la petición".	CORRECTO	-	-	-
CAJA NEGRA	Paciente	FrmResult	30	Clíc al botón "Cancelar" y que simultaneamente un médico acepte esa petición.	Mensaje en pantalla del médico que diga "Petición finalizada".	Excepción no controlada MariaDB Error. .	ERROR	3	Mayza Ferrerira	4